

10X 封闭漂洗缓冲液



北京艾德莱生物科技有限公司

Aidlab Biotechnologies Co., Ltd

地 址：北京市海淀区上地紫成创业园 C126-130

电 话：010-82796972/82795296 (Fax)

网 址：www.aidlab.cn 邮箱：info@aidlab.cn

使用说明书

10X封闭漂洗液：200 mM Tris-Cl pH7.4, 1.5 M NaCl, 0.5% Tween-20。室温储存。稀释为1×，用于洗涤**Western Blot**膜；加入蛋白或奶粉可用于**Western Blot**膜封闭。